


VECTASHIELD ÚJRATÖLTVE! PRÓBÁLJA KI MOST ÚJ VECTASHIELD PLUS TERMÉKEINKET!

A megfelelő fedőmédium kiválasztása kiemelkedően fontos az immunfluoreszcens képalkotásnál. A Vectashield termékcsalád kiváló jelmegetartást biztosít a képalkotáshoz és a minták archiválásához. A Vectashield fedőmédiumok elérhetőek háttérfesték nélküli, valamint propídium-jodid-os (piros), illetve DAPI-s (kék) fluoreszcens háttérfestéssel.

VECTASHIELD with DAPI H-1200



VECTASHIELD PLUS with DAPI H-2000



Az új VECTASHIELD PLUS elérhető: 2 ml-es és 10 ml-es kiszerelésben

- Megakadályozza a fluoreszcens festékek és fehérjék megfakulását
- Még kisebb kék háttér
- Kiváló jelmegetartás kéktől a vörös spektrumig
- Fedés után már 1 órával vizsgálható a minta
- Ideális törésmutató (1,45)
- Ready-To-Use, háttérfesték nélkül (H-1900) vagy akár DAPI-val (H-2000)

Vásároljon most legalább 2 db Vector terméket és ajándékba adunk egy 2 ml-es Vectashield PLUS (H-1900 2 ml) vagy Vectashield PLUS with DAPI (H-2000 2 ml) fedőmédiumot.

Promóció érvényessége: 2020. július 31. Részletekről érdeklődjön munkatársainknál.

Továbbra is elérhető Vectashield fedő médiumaink:

Product Name	Catalog Number	Unit Size
VECTASHIELD	H-1000	10 mL
VECTASHIELD with DAPI	H-1200	10 mL
VECTASHIELD with PI	H-1300	10 mL
VECTASHIELD HardSet	H-1400	10 mL
VECTASHIELD HardSet with DAPI	H-1500	10 mL
VECTASHIELD HardSet with TRITC-Phalloidin	H-1600	10 mL
VECTASHIELD Vibrance	H-1700	2 mL & 10 mL
VECTASHIELD Vibrance with DAPI	H-1800	2 mL & 10 mL
VECTASHIELD PLUS	H-1900	2 mL & 10 mL
VECTASHIELD PLUS with DAPI	H-2000	2 mL & 10 mL

