



Újítsa meg laboratóriumát a Snibe Total Solutions megoldásokkal

Teljes laboratóriumi automatizálási megoldások


SATLARS™ T8



iXLAB™ IT megoldás



SATLARS™ - TCA



Bioassay® Biokémiai vizsgálatok

Anémia Transferrin (TRF) Iron UIBC *G6PD *Ferritin	Szervetlen ionok Ca (OCPC) P (PHOS) Mg Ca(Arsenazo III) CO ₂	Hasnyálmirigy α-AMY LIP *P-AMY	Szív CK CK-MB α-HBDH LDH Hcy LDH1 *D-dimer *ACE *IMA *MYO *mAST *hs-CRP	Lipidek HDL-C LDL-C TC TG ApoE ApoA1 ApoB Lp (a) NEFA	Máj TBA ALT (SGPT) AST (SGOT) ALP GGT TBIL (Vanadate) DBIL (Vanadate) TP ALB Ammonia (AMM) PA CHE AFU 5'-NT *Haptoglobin (HPT) TBIL (DPD) ADA LAP GR *Monoamine Oxidase *DBIL (DCA) *CG (Latex) *CG (CEDIA) *GLDH *CER
Cukorbetegség GLU LAC HbA1c GSP GA β-Hydroxybutyrate *Adiponectin (ADPN)	Immun IgM IgA IgG C3 C4 *C1q *Kappa Light Chain *Lambda Light Chain	Vese Cr (CREA) Uric Acid (UA) Urea Cys-C α1-Microglobulin β2-Microglobulin Urine / CSF Protein mALB RBP NAG *α2-Macroglobulin *Urine-IgG	Reuma ASO RF	ISE Na+ K+ Cl- Ca2+ pH *Li+	
Gyulladás CRP (Full Range)					

* Hamarosan elérhető

MAGLUMI® CLIA tesztmenü 260 paraméterrel

Pajzsmirigy

TSH (3rd Generation)

Total T4

Total T3

Free T4

Free T3

Tg (Thyroglobulin)

TGA (Anti-Tg)

Anti-TPO

TRAb

TMA

Rev T3

T-Uptake

Termékenység

FSH

LH

Total β-HCG

PRL (Prolactin)

Estradiol

Testosterone

free Testosterone

DHEA-S

Progesterone

Unconjugated Estriol

17α-OH Progesterone

AMH

SHBG

Androstenedione

PIGF

sFlt-1

*Inhibin A

*Inhibin B

Prenatális szűrés

AFP (Prenatal Screening)

free β-HCG

PAPP-A

Unconjugated Estriol

*Inhibin A

TORCH

Toxo IgG

Toxo IgM

Rubella IgG

Rubella IgM

CMV IgG

CMV IgM

HSV-1/2 IgG

HSV-1/2 IgM

HSV-1 IgG

HSV-2 IgG

HSV-1 IgM

HSV-2 IgM

*Toxo IgG Avidity

*CMV IgG Avidity

*Parvovirus B19 IgG

*Parvovirus B19 IgM

Gyógyszermonitorozás

Digoxin

CSA (Cyclosporine A)

FK 506 (Tacrolimus)

*Sirolimus

*Everolimus

*Mycophenolic Acid

Fertőző betegségek

Májgyulladás

HBsAg

Anti-HBs

HBeAg

Anti-HBe

Anti-HBc

Anti-HBc IgM

Anti-HCV

Anti-HAV

HAV IgM

HEV IgG

HEV IgM

*HBV Pre-S1 Ag

*HDV IgG

*HDV IgM

*Anti-HDV

Légúti

2019-nCoV IgG

2019-nCoV IgM

SARS-CoV-2 S-RBD IgG

SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody

SARS-CoV-2 Ag

Mycoplasma pneumoniae IgG

Mycoplasma pneumoniae IgM

Chlamydia pneumoniae IgG

Chlamydia pneumoniae IgM

*Respiratory Syncytial Virus IgM

*Coxsackievirus B IgM

*Adenovirus IgM

*Influenza A Virus IgM

*Influenza B Virus IgM

*Legionella pneumophila IgM

*Human Parainfluenza Virus IgM

Egyéb

HIV Ab/Ag Combi

Syphilis

Chagas

HTLV I+II

H. pylori IgG

H. pylori IgA

H. pylori IgM

*H. pylori Ag

Dengue Virus IgG

Dengue Virus NS1

Dengue Virus IgM

Monkeypox Virus Ag

*TB-IGRAs

*Zika Virus IgG

*Zika Virus IgM

*Zika Virus NS1

*Chlamydia trachomatis IgA

*Chlamydia trachomatis IgG

Szénhidrát anyagcsere

C-Peptide

Insulin

Proinsulin

Anti-IA2

ICA

IAA (Anti Insulin)

Anti-GAD (GAD65)

Anti-ZnT8

*Glucagon

*Adiponectin (ADPN)

EBV

EBV EA IgG

EBV EA IgA

EBV NA IgG

EBV NA IgA

EBV VCA IgG

EBV VCA IgM

EBV VCA IgA

Autoimmun

Kötőszöveti betegségek

ANA Screen

ENA Screen

Anti-dsDNA IgG

Anti-Sm IgG

Anti-Rib-P IgG

Anti-SS-B IgG

Anti-SS-A/Ro IgG (Ro60)

Anti-Jo-1 IgG

Anti-Scl-70 IgG

Anti-Centromeres IgG

Anti-Histones IgG

Anti-Sm/RNP IgG

Anti-Ro-52 IgG

Anti-PM-Scl IgG

*Anti-Nucleosome IgG

Rheumatoid arthritis

Anti-CCP

*RF IgM

*RF IgG

*RF IgA

*RF Screen

Cöliákia

tTG IgA

tTG IgG

DGP IgA

DGP IgG

Autoimmun májbetegség

AMA-M2 IgG

Endokrinológia

Anti-TPO TGA (Anti-Tg) TRAb

TMA

Anti-GAD (GAD65)

Anti-IA2

ICA

IAA (Anti Insulin)

Anti-ZnT8

Vasculitis

Anti-MPO IgG

Anti-PR3 IgG

Anti-GBM IgG

Antifoszfolipid szindróma

Anti-Cardiolipin IgG

Anti-Cardiolipin IgM

*Anti-Cardiolipin IgA

*Anti-Cardiolipin

Anti-β2-Glycoprotein I IgG

Anti-β2-Glycoprotein I IgM

Anti-β2-Glycoprotein I IgA

Anti-β2-Glycoprotein I

Gyulladás monitorozása

CRP

PCT (Procalcitonin)

IL-6 (Interleukin 6)

SAA (Serum Amyloid A)

TNF-α

IgE

*VEGF

*PCT

*CRP

Tumormarkerek

AFP

CEA

Total PSA

free PSA

CA 125

CA 15-3

CA 19-9

PAP

CA 50

CA 242

CYFRA 21-1

CA 72-4

NSE

S-100

SCCA

TPA-snibe

ProGRP

HE4

HER-2

PIVKA-II

Pepsinogen I

Pepsinogen II

Gastrin-17

*AFP-L3%

Szív

CK-MB

Troponin I

Myoglobin

hs-cTnl

hs-CRP

H-FABP

NT-proBNP

BNP

D-Dimer

Lp-PLA2

MPO

HCY (Homocysteine)

*sST2

*hs-cTnl

*NT-proBNP

*Myoglobin

*D-Dimer

Magas vérnyomás

Direct Renin

Aldosterone

Angiotensin I

Angiotensin II

Cortisol

ACTH

Véralvadási paraméterek

D-dimer

TAT

TM

PIC

tPAIC

*FDP

Neurológia

NSE

S-100

*β-Amyloid (1-40) CSF

*β-Amyloid (1-42) CSF

*Phospho-Tau (181P) CSF

*Total-Tau CSF

*β-Amyloid (1-40) Plasma

*β-Amyloid (1-42) Plasma

*Phospho-Tau (181P) Plasma

*Phospho-Tau (217P) Plasma

*NfL Plasma

Vesefunkció

β2-Microglobulin

Albumin

*NGAL

Csontanyagcsere

Calcitonin

Osteocalcin

25-OH Vitamin D

Intact PTH

β-CTx

total P1NP

PTH (1-84)

*BAP

Anyagcsere

GH (hGH)

IGF-I

IGFBP-3

Anémia

Vitamin B12

Ferritin

Folate (FA)

EPO

RBC Folate

*Anti-Intrinsic Factor

*Active B12

Májfibrózis

Hyaluronic Acid (HA)

PIIIP N-P

C IV

Laminin

Cholyglycine

GP73

STAT-X™

*hs-cTnl

*NT-proBNP

*Myoglobin

*D-dimer

*PCT

*CRP

*Hamarosan elérhető

Megjegyzés: A termék elérhetősége országonként eltérő lehet, és a szükséges hatósági jóváhagyás függvénye.

Snibe átfogó IVD megoldások

Immunológia és biokémia

Nagy laboratórium

MAGLUMI® X10 ★
Immunoassay
3000 Walk-away teszt
5 Reagens pozíció
300 Minta pozíció
1000 tests/hour

Biossays® C10 ★
Biokémia
HbA1c Teljes vérből
20 Reagens pozíció
30 Minta pozíció
3000 tests/hour

Biolumi® CX10 ★
Integrált rendszer
Ki/Be dugózó modul
400 cső/óra

1+1>2

- Ultragyors analizátorok klinikai diagnosztikához, a laboratóriumok legjobb partnerei
- A MAGLUMI® X sorozat fejlett **X-TECH** technológiája és az új biokémiai módszerek, pontos eredményeket biztosítanak.

Közepes és nagy laboratóriumok

MAGLUMI® X8
600 T/H
300 mintapozíció
42 Reagens pozíció

+

Biossays® C8
1600 T/H
300 mintapozíció
144 reagens pozíció

Biolumi® CX8
Integrált rendszer

Kis- és közepes laboratóriumok

MAGLUMI® X3
200 T/H
Kicsi, de erős
FDA engedélyezett

MAGLUMI® X6
450 T/H
Költséghatékony
Rugalmas mintapozíciók
Pozíciók: 112/412

Biossays® 240 Plus
240 T/H
Kompakt kialakítás
100 µL minimális reakcióterefogat



Innovatív technológiák



ABEI jelölés

Az ABEI egy nem enzim típusú kis molekula, amelynek a speciális molekulaszervezete növeli a savas és lúgos környezetekben való stabilitását.

Mágneses mikrogömbök

- Nagy érzékenység
- Fokozott pontosság
- Kiváló stabilitás



Testztpanel

Csontanyagcsere 25-OH D-vitamin	Pajzsmirigy Teljes T4 Szabad T4 Összes T3 Szabad T3 Rev T3
Anémia B12-vitamin Folsav (FA)	Termékenység Ösztadiol Tesztoszteron Androsztenedion Progesteron
Magas vérnyomás Aldoszteon *Angiotenzin I *Angiotenzin II	
Gyógyszerfigyelés CSA FK 506	* Hamarosan elérhető

Elektrolit

Biossays® E6 Plus

Teljesen automatizált megoldás, az iCa2+ mérésére

- **Punkciós pipetta**, nincs szükség kupakeltávolításra (zárt rendszerű mérés)
- Csatlakoztatható a teljes laborautomatizálási rendszerhez



Molekuláris diagnosztika

Molecision™ R8 qPCR rendszer

SAMPLE RESULT Az automatizált, nagy teljesítményű PCR "laboratórium"

- Magas hatékonyság, minőség és integráció
- Kontamináció megelőzés




Hemosztázis

Hemolumi™ H6

Hatékony és megbízható hemosztázis megoldás

- **Kettős** technológia – mechanikus és optikai érzékelés
- Egy lépéses automatikus APTI korrekciós teszt



Molecision™ S6 ddPCR rendszer

ALL IN 1 Az Ön egyedi megoldása Abszolút mennyiségi meghatározáshoz

- Minden egy megoldásban
- Teljesen automatizált

